

clinell®



UNIVERZALNI SPREJ

Sprej za dezinfekciju površina i
čišćenje neinvazivne medicinske opreme

clinell®

FORMULA
BEZ
ALKOHOLA



UNIVERZALNI SPREJ

KLINIČKE PREDNOSTI

- **Multifunkcionalan**
Deluje kao dezinficijens i deterdžent, zamenjujući više vrsta sredstava za čišćenje površina.
- **Najefikasnija univerzalna formula u obliku spreja na tržištu**
Miks biocida sa različitim mehanizmom dejstva sprečava stvaranje rezistencije bakterija i formiranje superbakterija.
- **Ne oštećuje površine**
Idealan za upotrebu na dušecima i bezbedan za korišćenje na plastici, gumi i metalu.
- **Formula deluje nakon 10 sekundi**
- **Novčano isplativ**
Štedi novac tako što menja više različitih sredstava za čišćenje.
- **Nezapaljiv, bez gasovitih propelanata**
- **Dokazano baktericidan, virucidan, fungicidan i tuberkulocidan**
Efikasan protiv MRSA, Acinetobacter, VRE, Klebsiella, Pseudomonas, TB, Norovirus, Hepatitis B & C i mnogih drugih mikroorganizama.*

UNIŠTAVA NAJMANJE
99.999%*
BAKTERIJA I
FORMULA POČINJE
DA DELUJE NAKON
10 SEKUNDI

* Prema evropskim standardima
EN1275, EN1276, EN14340, EN14561,
EN14562, EN14563.

ANTIMIKROBNO DEJSTVO

Moćna, patentirana biocidna formula bazirana na sinergetskom miksu kvaternarnih amonijumovih jedinjenja i polimernog biguanida koji imaju različite mehanizme delovanja. Ovo omogućava najširi spektar biocidnog delovanja i sprečava stvaranje otpornosti mikroorganizama.

Gram-pozitivne bakterije

Uključujući: Staphylococcus aureus i MRSA, Streptococci, Enterococci i VRE.

Gram-negativne bakterije

Uključujući: Pseudomonas, E.Coli, Acinetobacter, Klebsiella i Salmonella.

Virusi bez omotača

Uključujući: Norovirus i Rotavirus.

Mikobakterije

Uključujući: Mycobacterium terrae i Mycobacterium smegmatis.

Virusi sa omotačem

Uključujući: Herpes simplex 1&2, Influenza uključujući H1N1 & H5N1, Hepatitis B & C i HIV.

Gljivice

Uključujući: Aspergillus, Candida i Penicillium.


RASPON UPOTREBE

Pogodan za upotrebu na širokom spektru medicinske opreme i površina kao što su:

Bolnički kreveti i dušeci, kolica, dizalice za pacijente, nosila za pacijente, fiksatori za glavu, EKG oprema i inkubatori.

Upotreba u stomatologiji: za stolicu, reflektor, puster, nasadne instrumente, crevo i fontanu.


KAKO EFIKASNO DEZINFIKOVATI POVRŠINU



Poprskati površinu koju želite da dezinfikujete.



Papirnim ubrusom prebrisati površinu od čistijeg dela ka prljavijem u obliku latiničnog slova "S", vodeći računa da se ne prelazi preko iste površine dva puta.



Ostaviti površinu da se prirodno osuši.

KORISTITI DEZINFEKCIJNO SREDSTVO NA BEZBEDAN NAČIN. UVEK PROČITATI OZNAKE I INFORMACIJE O PROIZVODU PRE UPOTREBE.

UVEK PRATITI UPUTSTVO PROIZVOĐAČA MEDICINSKE OPREME O NAČINU ČIŠĆENJA.

NAZIV PROIZVODA

Clinell dezinfekcioni sprej

PAKOVANJE

boca od 500 ml